

YKA GLASS

**MARCA REFERÊNCIA EM VIDROS
TÉCNICOS PARA LABORATÓRIOS**


CATÁLOGO DE VIDROS

WWW.YK.IND.BR/VIDROS

(51) 99321-5700


02/2025

TUBOS DE DIGESTÃO E DESTILAÇÃO PARA ANÁLISE DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA:




Modelo: G10.004

Tubo de digestão com orla
Dimensões: $\varnothing 50 \times C250$ mm




Modelo: G10.009

Tubo de digestão com rosca
Dimensões: $\varnothing 50 \times C250$ mm



Modelo: G010.003


Tubo de digestão com orla
Dimensões: $\varnothing 42 \times A300$ mm



Modelo: G10.002


Tubo de digestão com orla
Dimensões: $\varnothing 24 \times A300$ mm

TUBOS DE DIGESTÃO E DESTILAÇÃO PARA ANÁLISE DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA:




Modelo: G10.001

Tubo de digestão com orla
Dimensões: $\varnothing 24 \times A250$ mm



Modelo: G10.005

Tubo de digestão com orla
Dimensões: $\varnothing 60 \times A305$ mm



Modelo: G010.010

Tubo de destilação com orla
Dimensões: $\varnothing 80 \times A300$ mm
Volume: 1000ml



Modelo: G010.08


Tubo de destilação/Garrafa de destilação
Dimensões: $\varnothing 75 \times A250$ mm
Volume: 500ml

TUBOS DE DIGESTÃO E DESTILAÇÃO PARA ANÁLISE DE NITROGÊNIO E PROTEÍNA:



Modelo: G010.011

Tubo de destilação/Garrafa de destilação
c/ fundo chato, gargalo longo e orla
Dimensões: Ø75xA250mm
Volume: 500ml




Modelo: G010.012

Tubo de destilação com orla
Dimensões: Ø70XA300mm
Volume: 750ml
Marcas: Nacionais BR.


Modelo: G010.010

VIDROS PARA DESTILADORES DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA:




Modelo: G004.005

Grupo de separação de gases com adaptador de tubos
Marca: Gerhardt



Modelo: G004.003

Separador de gases 4 entradas



Modelo: G004.004


Separador de gases 3 entradas



Modelo: G022.001


Caldeira de vidro para destilador de nitrogênio
Dimensão: Ø110xA370mm
Marcas: Nacionais BR.

VIDROS PARA DESTILADORES DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA:



Modelo: G009.001

Copo dosador de NaOH




Modelo: G005.002

Condensador



Modelo: G006.001


Copo de injeção



Modelo: G008.001

Copo de rejeito

VIDROS PARA DESTILADORES DE NITROGÊNIO/PROTEÍNA:




Modelo: G007.001

Copo de alívio do grupo

Modelo: G006.001


Modelo: G008.001

VIDROS PARA DESTILADORES DE FENOL




Modelo: G017. 007

Balão para destilador de fenol
Volume: 1000ml.
Marcas: Nacionais BR.



Modelo: G017. 008

Balão para destilador de fenol (c/ou s/ tampa),
Volume: 1000ml.
Marcas: Nacionais BR.



Modelo: G017


Conjunto
Marca: Nacionais BR.



Modelo: G017.001


Balão de fundo chato com junta 24/40
Volume: 1000ml

VIDROS PARA DESTILADORES DE FENOL



Modelo: G017.002

U 110mm com 02 juntas esmerilhadas 24/40
Modelo: G017.002




Modelo: G017.003

Bico borbulhador



Modelo: G017.004


Balão com 02 juntas esmerilhadas 24/40
Volume: 250ml



Modelo: G017.005

U balão 250ml para condensador com 02 juntas esmerilhadas
24/40

VIDROS PARA DESTILADORES DE FENOL



Modelo: G017.006


Condensador para destilador de fenol
Marcas: Nacionais BR.

Modelo: G017.003

Modelo: G017.004


Modelo: G017.005

VIDROS PARA ANÁLISE DE LIPÍDIOS / GORDURA / GOLDFISH




Modelo: G018.002

Coluna de extração




Modelo: G018.003

Serpentina



Modelo: G018.001


Copo reboiler



Modelo: 803.030


Tanque coletor

VIDROS PARA ANÁLISE DE LIPÍDIOS / GORDURA / GOLDFISH




Modelo: 803.001

Tubo do condensador



Modelo: 803.005

Serpentina do condensador



Modelo: G011.001

Copo extrator de gordura

Modelo: 803.030

VIDROS PARA BATERIA DE EXTRAÇÃO TIPO SEBELIN/SOXHLET



Modelo: G018.022

Condensador Soxhlet (tipo bolas)


Dimensões: 282mm

Dimensões: 331mm

Dimensões: 386mm

Dimensões: 460mm

Marcas: Nacionais BR.



Modelo: G018.021

Extrator Soxhlet

Dimensões: Ø46x295mm

Dimensões: Ø46x303mm

Dimensões: Ø46x350mm

Dimensões: Ø46x430mm

Marcas: Nacionais BR.



Modelo: G018.023

Balão de fundo chato com junta esmerilhada 24/40

Volume: 100ml


Volume: 250ml

Volume: 50ml

Volume: 1000ml

Marcas: Nacionais BR.

VIDROS PARA ANÁLISE DE ACIDEZ VOLÁTIL EM BEBIDAS



Modelo: G033.001

Tubo de destilação tipo reboiler



Modelo: G033.01


Volume: 250ml

Volume: 500ml

Volume: 1000ml


Marcas: Nacionais

VIDROS PARA SISTEMA DE FILTRAÇÃO



Modelo: G015

Conjunto para sistema de filtração




Modelo: G015.002

Copo para sistema de filtração
Volume: 300ml



Modelo: G015.001

Trap para sistema de filtração
Com placa porosa nº1: G015.001.nº1
Com placa porosa nº2: G015.001.nº2
Com placa porosa nº3: G015.001.nº3
Com placa porosa nº4: G015.001.nº4



Modelo: G015.003

Erlenmeyer para sistema de filtração
Volume: 500ml

VIDROS PARA SISTEMA DE FILTRAÇÃO



Modelo: G015.10

Conjunto de Extração de fase sólida (SPE)



Modelo: G021.001


Funil de Büchner

Dimensões: Ø50,40xA165mm

VIDROS PARA GALERIAS


EXAUSTORAS

COMPATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE BLOCO DIGESTORES




Modelo: G001.001

Rampa de exaustão/ Manifold
8 provas com entrada rebaixada.
Marcas: Nacionais




Modelo: G001.013

Rampa de exaustão/ Manifold
8 provas com entrada reta.
Marcas: Nacionais



Modelo: G001.014

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 6 provas
Dimensões: Bico de saída Ø12xC166mm.
Marcas: Importadas.




Modelo: G001.002

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 6 provas,
com arruela de vidro
Marca: YKA Glass


VIDROS PARA GALERIAS EXAUSTORAS

COMPATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE BLOCO DIGESTORES




Modelo: G001.004

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 12 provas
LADO ESQUERDO
Marca: YKA Glass




Modelo: G001.005D

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 12 provas
LADO DIREIRO
Marca: YKA Glass



Modelo: G001.005

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 16 provas
Marca: YKA Glass




Modelo: G001.009

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 20 provas
Marca: YKA Glass

VIDROS PARA GALERIAS


EXAUSTORAS

COMPATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE BLOCO DIGESTORES




Modelo: G001.010

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 20 provas
Marca: YKA Glass




Modelo: G001.012

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 20 provas
Marcas: Importadas



Modelo: G001.001

Galeria de vidro exaustora de gases ácidos de 40 provas
Dimensões: Bico de saída Ø16xC242mm.
Marcas: Importadas




Modelo: G001.010

Y de ligação entre galerias de vidro
Marcas: YKA Glass e Importadas.


VIDROS PARA GALERIAS EXAUSTORAS

COMPATÍVEL COM VÁRIAS MARCAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE BLOCO DIGESTORES



Modelo: YKB.009


Y de ligação entre galerias de vidro
Marcas: YKA Glass e Importadas



Modelo: G001.011.1


Cabeçote de vidro
Marcas: Nacionais

VIDROS PARA ANÁLISE DE CIANETO




Modelo: G016.002

Conexão tipo T separador de gases
Marcas: Nacionais




Modelo: G016.003

Condensador tipo dedo frio
Marcas: Nacionais



Modelo: G016.006


Tubo de digestão com junta 45/40
Dimensões: Ø50xA250mm
Marcas: Nacionais



Modelo: G016.011


Conjunto lavador de gases

VIDROS PARA ANÁLISE DE CIANETO



Modelo: 705.1.001


Tubo lavador de gás com junta esmerilhada 29/40



Modelo: G016.004

Borbulhador do lavador de gás

Modelo: G016.004



Modelo: G016.005S


Suporte em inox para lavador de gás

Modelo: G016.011


BORBULHADORES



Conjunto garrafa neutralizadora de gases



Borbulhador da garrafa neutralizadora de gases - com bico escalonado



Borbulhador da garrafa neutralizadora de gases - com orla



Garrafa 2L neutralizadora de gases

VIDROS PARA NEUTRALIZADORES DE GASES - SCRUBBER GARRAFA NEUTRALIZADORA/ BORBULHADORES



Modelo: G013.002


Tampa GL45 com furo central para o borbulhador



Modelo: G013.002V


Oring Viton para o borbulhador

VIDROS PARA AGITADORES ROTATIVO TIPO WAGNER/ GARRAFA STOHLMANN




Modelo: G027.004

Garrafa Stohlmann - com rosca
Volume: 100ml




Modelo: G027.003

Garrafa Stohlmann - com rosca
Volume: 250ml



Modelo: G027.002

Garrafa Stohlmann - com rosca
Volume: 500ml



Modelo: G027.001

Garrafa Stohlmann - sem rosca
Volume: 500ml


APLICAÇÕES DIVERSAS

VIDROS DIVERSOS



Modelo: G035.015

Copo para Mojonnier



Modelo: G035.0014

Frasco/ Tubo Mojonnier



Modelo: G035.0015

Frasco/ Tubo Mojonnier




Modelo: G002.003

Balão com fundo redondo, gargalo longo e junta 29/32
Volume: 500ml

APLICAÇÕES DIVERSAS

VIDROS DIVERSOS




Modelo: G002.003

Balão com fundo redondo, gargalo longo e junta 29/32
Volume: 500ml



Modelos: G030.001

Volume: 30, 50 ou 60ml
Com placa porosa N°1 Grossa
Com placa porosa N°2 Média
Com placa porosa N°3 Média fina
Com placa porosa N°4 Fina



Modelo: G028.001

Balão de recolhimento
Aplicação: Evaporador rotativo




Modelo: G099.001

Conexão
Características: Macho 24x40/ fêmea 29x32
Aplicação: Evaporador rotativo


APLICAÇÕES DIVERSAS

VIDROS DIVERSOS




Modelo: 10616

Balão reator
Volume: 5000 ml




Modelo: G019.001

Vaso reator encamisado
Dimensões: Ø80xA160mm
Volume: 500ml



Modelo: G039.001

Tubo concentrador




Modelo: G099.002

Conexão T


APLICAÇÕES DIVERSAS

VIDROS DIVERSOS



Modelo: G039.002

Tubo com compartimento para amostra refrigerada



Modelo: G029.001

Mini dosador, tipo bureta
Dimensões: Ø25x105mm
Volume: Aprox. 3,5 ml



Modelo: G050.001

Câmara de amostragem/nebulização
Fabricados em vidro e aço inox

Modelo: G099.002